e-haSaverアップデートの手順(ダウンロード~セキュリティ解除)

【1】ダウンロードしたアップデーターは自動的に「ダウンロードフォルダ」へ保存されます。

イッ	★ かり アクセン留めす	2ス コピー る	 ▲ 切り取り № パスのコピー № パスのコピー ショートカットの貼り クリップボード 	付け	移動先 コピーチ 整	¥ ■ 削除 名i 変 理	前の 新しい 更 フォルダー	*値新しいアイテム▼ ① ショートカット▼ 新規	ע ז⊂וּלד	■ 開く ▼ 1 ● 編集 開く 開く		(選択 解除 の切り替え 訳
← → < ↑ ↓ > PC > ダウンロード >												
	<mark>_</mark> е- []Р М	ha Letter	(118-DESIGNDATA (118-de: ^ (1-support)	口 ~ 先	名前 -调 (1) ————			更新日時		種類		サイズ
	↓ ダ <u></u> デ	 ダウンロード デスクトップ デキュメント ビクチャ ビクチャ		 ※ e-haSaver_update.zip > 先月 (5) > かなり前 (668) 			2020/12/28 10:48		<u> 圧縮 (zip 形式)</u> ファ		т 163 КВ	
	∰ F* ■ Ľ:											
	문 문 기 나 타	デオ ロモーション ユージック	(118-designdata (118-desi									
	見 素 ≝_ W D\	討 (118-d /indows (C VD RW ドラ	esigndata (118-designdata) ご) らイブ (D:)									

【2】セキュリティブロックがかかっています。解凍前に解除をするため、 Zipファイルを右クリック>プロパティ>セキュリティ「許可する」にクリック>「OK」</u>をしてください。



【3】ブロック解除で利用可能な状態になりました。Zipファイルを解凍してご利用ください。



e-haSaverアップデートの手順(ユニットでアップデート)

STEP1 e-haSaverを閉じる

e-haSaverが起動していたら、「×」をクリックし 終了してください。

			-	- A
MIND N	ターン(剤) ツール(剤) ヘルプ(性)			
動表示	室錄日時	マー パターン名	パターンの表示	パターンの視野後
	2020/02/28 12:57.48	231949	表示	再感染
	2020/02/03 14:27.56	0	表示	用國家
	2020/02/03 184242	自費CM2	表示	用爆出
	2020/02/03 13/38/47	自費OM	表示	ALSA
	2020/01/20 19:25:46	給機廠	表示	ALES.
	2020/01/20 11:53:22	診療室	表示	ALES
	2020/01/20 11:08:54	診療室	表示	茶(算)(
	2020/01/20 11:20:04	診療室	表示	再增加
	2019/10/15 16:21:06	1+4	表示	A-150
	1010/10/16 15 18 56	2	本示	8159

STEP2 e-haSaverの入っているパソコンにUSBを挿して開く

- 1)送付したUSBメモリを「e-haSaver」の入っているパソコンに接続します。
- 2)エクスプローラーから、USBドライブ(※)を開きます。



STEP3 USB内、e-haSaverアップデート.exeをダブルクリックする

1) USBメモリ内の <u>「e-haSaverアップデート.exe」</u> をダブルクリックしてください。

2) 「OK」を押して進んでください。



STEP4 作業完了です。バージョン確認をお願いします。

下記画面が表示されましたら作業完了です。「OK」ボタンで閉じてください。



「アップデートに失敗しました」と表示された!

e-haSaverが起動している可能性があります。 "STEP1"のとおり e-haSaver終了後にもう一度お試しください

